



## BRUGERVEJLEDNING

### Septum klemmer

Version 0 – Sidste versionsdato af manualen 04-11-2024

#### Stiletto-repræsentant Federica Mascetti

via Macerata, 5 – 63100 – Ascoli Piceno (AP)

P.IVA: 02363650447

Tlf.: +39 345-056-3803

E-mail: [federica@mascetti.pro](mailto:federica@mascetti.pro) Hjemmeside: [www.stilettosupply.net](http://www.stilettosupply.net)

Hvis du har brug for teknisk assistance med produktet, skal du kontakte producenten på de ovenfor angivne adresser.

### Generel præsentation

**Før du udfører nogen handling med det pågældende produkt, skal du sikre dig, at du har læst hele manualen.**

Stiletto erklærer, at oplysningerne i dette dokument er i overensstemmelse med de tekniske og sikkerhedsmæssige specifikationer for det produkt, som manualen henviser til.

En QR-kode, der fører til denne sikkerhedsmanual, vil være vedlagt hvert produkts emballage.

Stiletto genkender ikke nogen dokumentation, der ikke er blevet produceret, frigivet eller distribueret af sig selv eller af dets autoriserede repræsentant. Denne manual vil være tilgængelig online i en specificeret periode og kan ses af alle. Efter denne periode påhviler det dem, der administrerer produktet, at sikre, at både produktet og dokumentationen er i overensstemmelse med de love, der er gældende på inspektørens tidspunkt.

### Advarsler

Denne manual beskriver de generelle sikkerhedsregler, der skal overholdes under enhver operation, der udføres med Septum Clamp. Procedurene beskrevet i de følgende afsnit skal udføres med hensyn til både de angivne udførelsesmetoder og de generelle sikkerhedsforskrifter. Forskellige lande kan have forskellige regler vedrørende sikkerhed; i tilfælde af, at reglerne i manualerne er i strid med reglerne i det land, hvor produktet sælges, vil landets regler have forrang frem for manualerne.

- Når det er opnået, skal du kontrollere integriteten af produktet og dets emballage for at sikre, at det er forblevet i en steril tilstand. Hvis du finder skader eller spor af stød som følge af transport, skal du underrette Stiletto-repræsentanter Federica Mascetti, før du fortsætter med de efterfølgende operationer. **BRUG ALDRIG SKADEDE PRODUKTER.**
- **Kontrol produktets udløbsdato før brug.**
- Opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Dette produkt bør kun bruges af voksne.

### Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæringen, der er lavet i overensstemmelse med lovgivningen på det europæiske område, er også inkluderet i salget af dette produkt.

**BEMÆRK: FØR DU BRUGER PRODUKTET I ENHVER FORM, SKAL DU KONTROLLER FOR ERKLÆRING AF OVERHOLDELSE;  
HVIS PRODUKTET SÆLGES TIL EN TREDJEPART, SKAL ALT DOKUMENTATION LEVERES MED DET.**

### Produktbeskrivelse

Engangs Plastik Tank med et rør i den ene ende og et skjold i den anden ende for at forhindre, at nålen sætter sig fast. Nålen placeres i rørenden og bruges til at gennembore næsens septum specifikt. Klemmen er designet til at tillade, at nålen kun går lige ind i skillevæggen og ud i den anden ende på skjoldet. Dette produkt er sterilt til engangsbrug, og hvert sæt tang er individuelt pakket og sælges i pakker med flere stykker. Produktet er hverken legetøj eller medicinsk udstyr.

Produktet er beregnet til at blive brugt til æstetiske behandlinger af professionelle krops piercere med det formål at lave piercinger.

## Tekniske data

Fysiske egenskaber	
Materiale:	PC-110 Plast
Steriliseringsmetode:	Ethylenoxid
Emballage:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enkelt Klemme: Kraftpapir Pakke</li><li>• Æske: Pap</li></ul>
Sterilitet Gyldighed af den intakte pakke	5 år. Hvert produkt viser udløbsdatoen, inden for hvilken det skal bruges på den individuelle papiremballage.
Dimensioner (mm)	<a href="#">Se data i pakken</a>
Vægt (g)	<a href="#">Se data i pakken</a>

## Restrisici

Produktionsvirksomheden har foretaget en dybdegående risikoanalyse på det pågældende produkt. Ud fra denne analyse fremkom der risici, som på grund af deres karakter ikke kan elimineres, og anbefalingerne til, hvordan man undgår dem, blev fremhævet i den følgende manual. Som sådan skal enhver, der skal bruge og vedligeholde produktet, læse manualen på forhånd.

- Opbevar denne vejledning omhyggeligt, da det er nødvendigt for korrekt og sikker brug af produktet.
- Kontrol altid emballagens tilstand og udløbsdatoen, før du bruger et produkt.
- Hvis produktets struktur udviser deformationer efter en utilsigtet påvirkning, der kan antage, at det er farligt og/eller ubrugeligt, skal produktet udskiftes.
- Produktet er kun beregnet til at blive brugt af professionelle krops piercere til at lave piercinger.
- **Eventuelle produktopdateringer offentliggøres på følgende link: [www.stilettoupply.net](http://www.stilettoupply.net)**

## Bevarelse

Inden du opbevarer produktet, skal du kontrollere emballagens stand, især at der ikke er spor af stød, slid og/eller spor af snavs, rust, skimmelsvamp etc., som kan være forårsaget af forkert transport og/eller opbevaring. I så fald skal du underrette produktionsvirksomheden.

- Opbevar produktet i et stuetemperatur, et tørt miljø væk fra varme og sollys.
- Produktet skal forblive i det originale emballage.

## Håndtering og udpakning

Fjern septum klemmerne forsigtigt fra posen for ikke at skade dig selv eller beskadige produktet; bortskaf emballagen i henhold til lokale regler. Produktet må kun fjernes fra den sterile pose umiddelbart før brug.

## Brug



**Produktet er kun beregnet til voksne, der er kvalificeret som krops piercere og bør holdes væk fra børn og dyr.**

**Produktet er engangs. Brug ikke produktet, hvis emballagen er beskadiget før brug.**

**Brug ALDRIG efter udløbsdatoen.**

## Brug Procedure

- Rengør dine hænder ved at vaske dem rigeligt med vand og sæbe.
- Bær beskyttelseshandsker før håndtering af instrumentet og dets emballage.
- For at fjerne septum klemmer, tag fat i de to forseglede kanter af den korte side af pose. Træk de to klapper i modsatte retninger, så svejsningen på siderne åbner sig til ca. ¾ af længden.
- Tag fat i klemmen og placer slangen på næseskillevæggen.
- Luk klemmen og lad den hænge, mens klientens hoved er i lodret position.
- Placer nålen i klemrørs delen af spidsen, og skub nålen ind i skillevæggen og ud af skjoldene.
- Fortsæt med den æstetiske behandling.

**PRODUCENTEN KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG I NOGEN TILFÆLDE FOR ULYKKER ELLER SKADER, DER FØLGER AF UHENSIGTSMÆSSIG BRUG AF PRODUKTET, INKLUSIVE DELVIS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSREGLER OG INTERVENTIONSPROCEDURER BESKREVET I DOKUMENTET.**

## Bortskaffelse

Emballagen og papkassen skal bortskaffes i separat affald efter gældende regler som angivet på miljømærket. Produktet skal bortskaffes inden for retningslinjerne for biohazard bortskaffelse i henhold til dit område.



## Garanti

De fuldstændige garantibestemmelser i købskontrakten er kun gyldige, hvis produktet anvendes til det tilsigtede formål. Garantien omfatter ikke skader forårsaget af inkompetence, uagtsom brug af produktet eller dårlig konservering.

### BRUGE: MANGLENDE OVERHOLDELSE MODE BRUG AF PRODUKTET BESKREVET I DENNE DOKUMENTATION RESULTERER I Ugyldiggørelse af GARANTIBETINGELSERNE

Produkterne er dækket af garanti vedrørende følgende forhold:	
1	Garantien er gældende i en periode på 12 eller 24 måneder afhængig af typen af køber.
2	Produktionsvirksomheden forpligter sig til at udskifte forkert fremstillede dele efter eget skøn efter omhyggelig inspektion og verifikation af dårlig konstruktion.
3	Køber er altid ansvarlig for transport- og/eller fragtomkostninger ved forkert brug af garantien.
4	Kun den oprindelige køber, som har overholdt instruktionerne for normal brug, rengøring og opbevaring i manualen, kan nyde godt af denne garanti. Vores garantiansvar udløber, når den oprindelige ejer giver afkald på ejendomsretten til produktet, eller når der foretages ændringer i det.
5	Garantien omfatter ikke skader som følge af overdreven stress, såsom brug af produktet efter at have opdaget en uregelmæssighed, brug af uhensigtsmæssige betjeningsmetoder eller manglende overholdelse af brugsanvisningen.
6	Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle vanskeligheder, der måtte opstå ved videresalg eller brug i udlandet på grund af bestemmelserne i det land, hvor produktet blev solgt.

Hvis det skønnes nødvendigt at anvende garantien, bedes du angive følgende data:

1	Navn på produkt
2	Købsdato (skal inkludere dokumentation for købspræsentation)
3	Detaljeret beskrivelse af problemet

### ANVENDELSE: MANGLENDE OVERHOLDELSE AF BRUG AF PRODUKTET BESKREVET I DENNE DOKUMENTATION RESULTERER I Ugyldiggørelse af GARANTIBETINGELSERNE