



GEbruikersHANDLEIDING

Ontvangen Buis

Versie 0 – Laatste versiedatum van de handleiding 04-11-2024

Stiletto Vertegenwoordiger Federica Mascetti

via Macerata, 5 – 63100 – Ascoli Piceno (AP)

P.IVA: 02363650447

Tel: +39 345-056-3803

E-mail: federica@mascetti.pro Website: www.stilettosupply.net

Als u technische hulp nodig heeft bij het product, neem dan contact op met de fabrikant op de hierboven aangegeven adressen.

Algemene presentatie

Zorg ervoor dat u de volledige handleiding heeft gelezen voordat u enige handeling met het betreffende product uitvoert.

Stiletto verklaart dat de informatie in dit document in overeenstemming is met de technische en veiligheidsspecificaties van het product waarop de handleiding betrekking heeft.

In de verpakking van elk product wordt een QR-code meegeleverd die naar deze veiligheidshandleiding leidt.

Stiletto erkent geen documentatie die niet door haarzelf of door haar geautoriseerde vertegenwoordiger is geproduceerd, weergegeven of gedistribueerd. Deze handleiding zal voor onbepaalde tijd online toegankelijk zijn en door iedereen kunnen worden bekeken. Na deze periode is het de plicht en verantwoordelijkheid van degenen die het product beheren om ervoor te zorgen dat zowel het product als de documentatie voldoen aan de wetten die gelden op het moment van de inspectie.

Waarschuwingen

Deze handleiding beschrijft de algemene veiligheidsregels die in acht moeten worden genomen tijdens elke handeling die met de ontvangstbuis wordt uitgevoerd. De procedures beschreven in de volgende paragrafen moeten worden uitgevoerd met inachtneming van zowel de aangegeven uitvoeringsmethoden als de algemene veiligheidsvoorschriften. Verschillende landen kunnen verschillende voorschriften hebben met betrekking tot veiligheid; in het geval dat de regels van de handleidingen in strijd zijn met de regels van het land waar het product verkocht wordt, zullen de regels van het land voorrang hebben op die van de handleidingen.

- Controleer na ontvangst de integriteit van het product en de verpakking om er zeker van te zijn dat het in een steriele staat is gebleven. Als u schade of sporen van schokken als gevolg van transport constateert, breng dan Federica Mascetti, een vertegenwoordiger van Stiletto, op de hoogte voordat u doorgaat met de daaropvolgende werkzaamheden. **GEbruIK NOOIT BESCHADIGDE PRODUCTEN.**
- **Controleer voor gebruik de vervaldatum van het product.**
- Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Dit product mag alleen door volwassenen worden gebruikt.

Conformiteitsverklaring

De conformiteitsverklaring, opgesteld in overeenstemming met de wetgeving op het Europese grondgebied, is ook bij de verkoop van dit product inbegrepen.

OPMERKING: VOORDAT U HET PRODUCT IN WELKE VORM DAN OOK GEbruIKT, CONTROLEER DE VERKLARING VAN NALEVING; INDIEN HET PRODUCT AAN EEN DERDE WORDT VERKOCHT, MOET ALLE DOCUMENTATIE BIJ DEZE WORDEN GELEVERD.

Productbeschrijving

Steriele opvang buizen met één uiteinde om vast te pakken en één uiteinde met lussen voor het doorvoeren van de naald. Dit product is wegwerpbaar en steriel. Elke tube is individueel verpakt en wordt verkocht in verpakkingen van meerdere stuks. Het product is geen speelgoed of een medisch hulpmiddel.

Het product is bedoeld voor gebruik bij esthetische behandelingen door professionele bodypiercers met als doel het maken van piercings.

Technische gegevens

Fysieke kenmerken	
Materiaal:	PC-110 Plastic
Sterilisatiemethode:	Ethyleenoxide
Verpakking:	<ul style="list-style-type: none">• Enkel ontvangende buis: Kraftpapier-pakket• Doos: Karton
Steriliteit Geldigheid van de intacte verpakking	5 jaar. Bij elk product staat op de individuele papieren verpakking de vervaldatum vermeld waarop het moet worden gebruikt.
Afmetingen (mm)	Zie gegevens in het pakket
Gewicht (g)	Zie gegevens in het pakket

Resterende risico's

Het productiebedrijf heeft een diepgaande risicoanalyse uitgevoerd op het betreffende product. Uit deze analyse kwamen risico's naar voren die vanwege hun aard niet kunnen worden geëlimineerd. In de volgende handleiding worden de aanbevelingen voor het vermijden ervan benadrukt. Daarom moet iedereen die het product moet gebruiken en onderhouden, vooraf de handleiding lezen.

- Bewaar deze handleiding zorgvuldig, want dit is noodzakelijk voor een correct en veilig gebruik van het product.
- Controleer altijd de staat van de verpakking en de houdbaarheidsdatum voordat u een product gebruikt.
- Als de structuur van het product vervormingen vertoont als gevolg van een accidentele impact waardoor het gevaarlijk en/of onbruikbaar zou kunnen zijn, vervang dan het product.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionele bodypiercers voor het maken van piercings.
- Eventuele productupdates worden gepubliceerd via de volgende link: www.stilettoupply.net

Behoud

Controleer voordat u het product opbergt de staat van de verpakking, in het bijzonder of er geen sporen van stoten, schaafwonden en/of sporen van vuil, roest, schimmel enz. zijn die veroorzaakt kunnen zijn door verkeerd transport en/of opslag. Indien dit het geval is, dient u het productiebedrijf hiervan op de hoogte te stellen.

- Bewaar het product in een droge omgeving op kamertemperatuur, uit de buurt van hitte en zonlicht.
- Het product moet in de originele verpakking blijven.

Behandeling en uitpakken

Haal het ontvangstbuis voorzichtig uit het zakje om uzelf niet te verwonden of het product te beschadigen; Voer de verpakking af volgens de plaatselijke regelgeving. Het product mag uitsluitend vlak voor gebruik uit de steriele zak worden gehaald.

Gebruik



Het product is alleen bedoeld voor volwassenen die gekwalificeerd zijn als bodypiercers en moet uit de buurt van kinderen en dieren worden gehouden.

Het product is wegwerpbaar. Gebruik het product niet als de verpakking vóór gebruik beschadigd is.

NOOIT gebruiken na de vervaldatum.

Gebruiksprocedure

- Ontsmet uw handen door ze overvloedig te wassen met water en zeep.
- Draag beschermende handschoenen voordat u het instrument en de verpakking hanteert.
- Om de buisjes te verwijderen, pakt u de twee niet-afgedichte naden aan de korte kant van het zakje vast. Trek de twee flappen in tegengestelde richtingen, zodat ze de lasnaden aan de zijkanten openen zich tot ongeveer $\frac{3}{4}$ van de lengte.
- Pak het andere uiteinde van de buis die u nodig heeft voor de procedure stevig vast.
- Plaats de tube tegen de huid die wordt geprikt.
- Ga verder met de esthetische behandeling.

DE FABRIKANT KAN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ONGEVALLEN OF SCHADE DIE VOORTVLOEIEN UIT HET ONJUISTE GEBRUIK VAN HET PRODUCT, INCLUSIEF HET GEDEELTELIJK NIET IN ACHT NEMEN VAN DE VEILIGHEIDSREGELS EN INTERVENTIEPROCEDURES BESCHREVEN IN HET DOCUMENT.

Beschikbaarheid

De verpakking en de kartonnen doos moeten worden afgevoerd als gescheiden afval volgens de geldende regelgeving zoals vermeld op het milieulabel.

Het product moet worden weggegooid volgens de richtlijnen voor verwijdering van biologische gevaren in uw regio.



Garantie


De volledig in het koopcontract genoemde garantiebepalingen zijn alleen geldig als het product voor het beoogde doel wordt gebruikt. De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door incompetentie, nalatig gebruik van het product of slechte conservering.

GEBRUIK: NIET-naleving ervan MODUS HET GEBRUIK VAN HET IN DEZE DOCUMENTATIE BESCHREVEN PRODUCT RESULTEERT IN HET ONGELDIG MAKEN VAN DE GARANTIEVOORWAARDEN

De producten vallen onder de garantie onder de volgende voorwaarden:

1 De garantie geldt voor een periode van 12 of 24 maanden, afhankelijk van het type koper.

2 1)



3	2)

4	<i>Alleen de oorspronkelijke koper die de instructies voor normaal gebruik, reiniging en opslag in de handleiding heeft nageleefd, kan van deze garantie profiteren. Onze garantie aansprakelijkheid vervalt wanneer de oorspronkelijke eigenaar afstand doet van het eigendom van het product of wanneer er wijzigingen aan worden aangebracht.</i>
5	<i>De garantie dekt geen schade die voortvloeit uit overmatige stress, zoals het gebruik van het product na het detecteren van een afwijking, het gebruik van ongepaste bedieningsmethoden of het niet opvolgen van de gebruiksinstructies.</i>
6	<i>3)</i>

--	--

Indien het noodzakelijk wordt geacht om gebruik te maken van de garantie, verzoeken wij u de volgende gegevens te vermelden:

1	<i>Naam van product</i>
2	<i>Aankoopdatum (moet documentatie bevatten voor aankoop presentatie)</i>
3	<i>Gedetailleerde beschrijving van het probleem</i>

GEBRUIK: HET NIET VOLDOEN AAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DAT IN DEZE DOCUMENTATIE WORDT BESCHREVEN, RESULTEERT IN HET ONGELDIG MAKEN VAN DE GARANTIEVOORWAARDEN.