



BRUGERVEJLEDNING

Nåle

Version 0 – Sidste versionsdato af manualen 04-11-2024

Stiletto-repræsentant for EU-overholdelse

Krzysztof Bogucki
Przemysłowa 64/BOX 2
61-541 Poznań
+48 798-658-580

E-mail: krisuprzebudzenie@gmail.com; Website: www.stilettoupply.com

Hvis du har brug for teknisk assistance med produktet, skal du kontakte producenten på de ovenfor angivne adresser.

Generel præsentation

Før du udfører nogen handling med det pågældende produkt, skal du sikre dig, at du har læst hele manualen.

Stiletto erklærer, at oplysningerne i dette dokument er i overensstemmelse med de tekniske og sikkerhedsmæssige specifikationer for det produkt, som manualen henviser til.

En QR-kode, der fører til denne sikkerhedsmanual, vil være vedlagt hvert produkts emballage.

Stiletto genkender ikke nogen dokumentation, der ikke er blevet produceret, frigivet eller distribueret af sig selv eller af dets autoriserede repræsentant. Denne manual vil være tilgængelig online i en specificeret periode og kan ses af alle. Efter denne periode påhviler det dem, der administrerer produktet, at sikre, at både produktet og dokumentationen er i overensstemmelse med de love, der er gældende på inspektørens tidspunkt.

Advarsler

Denne manual beskriver de generelle sikkerhedsregler, der skal overholdes under enhver operation, der udføres med nåle. Procedurerne beskrevet i de følgende afsnit skal udføres med hensyn til både de angivne udførelsesmetoder og de generelle sikkerhedsforskrifter. Forskellige lande kan have forskellige regler vedrørende sikkerhed; i det tilfælde reglerne i manualerne er i modstrid med reglerne i det land, hvor produktet sælges, vil landets regler have forrang frem for manualerne.

- Når opnået, kontroller integriteten af produktet og dets emballage for at sikre, at den er blevet i steril tilstand. Hvis du finder skader eller spor af påvirkninger som følge af transport, underrette Stiletto-repræsentant Federica Mascetti før du fortsætter med de efterfølgende operationer. **BRUG ALDRIG SKADEDE PRODUKTER.**
- **Kontroller udløbsdatoen før brugdatoen for produktet.**
- Keep uden for børns og dyrs rækkevidde. Dette produkt bør kun bruges af voksne.

Overensstemmelseserklæring

Den overensstemmelseserklæring lavet i overensstemmelse med lovgivningen på det europæiske område er også inkluderet i salget af denne prokanal.

**BEMÆRK: FØR DU BRUGER PRODUKTET I ENHVER FORM, TJEK FOR ERKLÆRING AF OVERHOLDELSE;
HVIS PRODUKTET SÆLGES TIL EN TREDJEPART, SKAL ALT DOKUMENTATION LEVERES MED DET.**

Produktbeskrivelse

Nålen har en skarp ende, og dens form og størrelse giver et fast greb under brug.

Dette produkt er sterilt og til engangsbrug, og hver nål er individuelt pakket og sælges i pakker. Produktet er hverken legetøj eller medicinsk udstyr.

Produktet er beregnet til at blive brugt til æstetiske behandlinger af professionelle krops piercere med det formål at lave piercinger.

Tekniske data

Fysiske egenskaber	
Materiale:	304 NI rustfrit stål
Steriliseringsmetode:	Ethylenoxid
Emballage:	• Enkelt nål: pakket ind sterilisation pose • Æske: Pap
Sterilitet Gyldighed af den intakte pakke	5 år. Hvert produkt viser på papir emballagen, hvornår det skal bruges.
Dimensioner (cm)	3" Nåle: 6.5 x 2.5 x 11.5 2" Nåle: 6.5 x 2.5 x 8.5
Vægt (oz)	3" Nåle: 1.6, 2" 10g: 1.5, 2" 12g: 1.4, 2" 14g: 1.4, 2" 15g: 1.5, 2" 16g: 1, 2" 17g: 1.6, 2" 18g: .9, 2" 19g: 1.6

Restrisici

Produktionsvirksomheden har foretaget en dybdegående risikoanalyse på det pågældende produkt. Ud fra denne analyse fremkom der risici, som på grund af deres karakter ikke kan elimineres, og anbefalingerne til, hvordan man undgår dem, blev fremhævet i den følgende manual. Som sådan skal enhver, der skal bruge og vedligeholde produktet, læse manualen på forhånd.

- Opbevar denne vejledning omhyggeligt, da det er nødvendigt for korrekt og sikker brug af produktet.
- Kontrol altid emballagens tilstand og udløbsdatoen, før du bruger et produkt.
- Hvis produktets struktur udviser deformationer efter en utilsigtet påvirkning, der kan antage, at det er farligt og/eller ubrugeligt, skal produktet udskiftes.
- Produktet er kun beregnet til at blive brugt af professionelle krops piercere til at lave piercinger.
- Eventuelle produktopdateringer offentliggøres på følgende link: www.stilettosupply.com

Bevarelse

Før du opbevarer produktet, skal du kontrollere emballagens tilstand for at sikre, at der ikke er tegn på stød eller slid, og ingen spor af snavs, rust, skimmelsvamp osv., som kan være forårsaget af forkert transport eller opbevaring. I så fald skal du underrette produktionsvirksomheden.

- Opbevar produktet i et stuetemperatur, et tørt miljø væk fra varme og sollys.
- Produktet skal forblive i det originale emballage.

Håndtering og udpakning

Fjern nålen forsigtigt fra posen for ikke at skade dig selv eller beskadige produktet; bortskaf emballagen i henhold til lokale regler. Produktet må kun fjernes fra den sterile pose umiddelbart før brug.

Brug



Produktet er kun beregnet til voksne, der er kvalificeret som krops piercere og bør holdes væk fra børn og dyr.

Produktet er engangs. Brug ikke produktet, hvis emballagen er beskadiget før brug.

Brug ALDRIG efter udløbsdatoen action dato.

Brug Procedure

- Rengør dine hænder ved at vaske med vand og sæbe.
- Bær beskyttelseshandsker før håndtering af instrumentet og dets emballage.
- For at fjerne nålen skal du tage fat i de to forseglede kanter på den korte side af pose. Træk de to klapper i modsatte retninger, så svejsningen på siderne åbner sig til ca. ¾ af længden.
- Nålen skal sættes på til din sterile felt og kun håndteres med rent eller sterile handsker.
- Fortsæt med den æstetiske behandling.

PRODUCENTEN KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG I NOGLE TILFÆLDE FOR ULYKKER ELLER SKADER SOM FØLGE AF APPARENT BRUG AF PRODUKTET INKLUSIVE DELVIS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSREGLER OG INTERVENTION PROCEDURER BESKREVET I DOKUMENTET.

Bortskaffelse

Indpakningen og papkassen skal bortskaffes i separat affald efter gældende regler som angivet på miljømærket.

Nålene skal bortskaffes inden for retningslinjerne for biohazard bortskaffelse i henhold til dit område.



Garanti

De fuldstændige garantibestemmelser i købskontrakten er kun gyldige, hvis produktet er brugt til det tilsigtede formål. Garantien omfatter ikke skader forårsaget af inkompetence, de ignorerer brug af produkt, eller dårlig bevaring.

Produkterne er dækket med garanti vedrørende følgende forhold:	
1	Garantien er gældende i en periode på 12 eller 24 måneder afhængig af type af køber.
2	Produktionsvirksomheden forpligter sig til at udskifte forkert fremstillede dele efter eget skøn efter omhyggelig inspektion og verifikation af dårlig konstruktion.
3	Køber er altid ansvarlig for transport- og/eller fragtomkostninger ved forkert brug af garantien.
4	Kun den oprindelige køber, som har overholdt instruktionerne for normal brug, rengøring og opbevaring i manualen, kan nyde godt af denne garanti. Vores garanti ansvar udløber, når den oprindelige ejer giver afkald på ejendomsretten til produktet, eller når der foretages ændringer i det.
5	Garantien omfatter ikke skader som følge af overdreven stress, såsom brug af produktet efter at have opdaget en uregelmæssighed, brug af uhensigtsmæssige betjenings metoder eller manglende overholdelse af brugsanvisningen.
6	Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle vanskeligheder, der måtte opstå ved videresalg eller brug i udlandet på grund af bestemmelserne i det land, hvor produktet blev solgt.

Hvis det skønnes nødvendigt at anvende garantien, bedes du angive følgende data:

1	Navn på produkt
2	Købsdato (skal inkludere dokumentation for køb præsentation)
3	Detaljeret beskrivelse af problemet

BRUGE: MANGLENDE OVERHOLDELSE AF BRUG AF PRODUKTET, DER BESKRIVES I DENNE DOKUMENTATION, RESULTERER GARANTI BETINGELSERNE Ugyldiggøres.

