



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Naalden

Versie 0 – Laatste versiedatum van de handleiding 04-11-2024

Stiletto-vertegenwoordiger voor EU-naleving

Krzysztof Bogucki
Przemysłowa 64/BOX 2
61-541 Poznań
+48 798-658-580

E-mail: krisuprzebudzenie@gmail.com; Website: www.stilettosupply.com

Als u technische hulp nodig heeft bij het product, neem dan contact op met de fabrikant op de hierboven aangegeven adressen.

Algemene presentatie

Zorg ervoor dat u de volledige handleiding heeft gelezen voordat u enige handeling met het betreffende product uitvoert.

Stiletto verklaart dat de informatie in dit document in overeenstemming is met de technische en veiligheidsspecificaties van het product waarop de handleiding betrekking heeft.

In de verpakking van elk product wordt een QR-code meegeleverd die naar deze veiligheidshandleiding leidt.

Stiletto erkent geen documentatie die niet door haarzelf of door haar geautoriseerde vertegenwoordiger is geproduceerd, weergegeven of gedistribueerd. Deze handleiding zal voor onbepaalde tijd online toegankelijk zijn en door iedereen kunnen worden bekeken. Na deze periode is het de plicht en verantwoordelijkheid van degenen die het product beheren om ervoor te zorgen dat zowel het product als de documentatie voldoen aan de wetten die gelden op het moment van de inspectie.

Waarschuwingen

In deze handleiding worden de algemene veiligheidsregels beschreven die in acht moeten worden genomen bij elke bediening met de Naalden. De procedures beschreven in de volgende paragrafen moeten worden uitgevoerd met betrekking tot zowel de aangegeven uitvoeringswijzen als de algemene veiligheidsvoorschriften. Verschillende landen kunnen verschillende veiligheidsvoorschriften hebben; in het geval dat de regels van de handleidingen zijn in conflict met de regels van het land waar het product verkocht wordt, hebben de regels van het land voorrang op die van de handleidingen.

- Wanneer verkregen controleert de integriteit van het product en de verpakking om er zeker van te zijn dat het in een steriele toestand is gebleven. Als u schade constateert of sporen van schokken als gevolg van transport, meldt Stiletto Vertegenwoordiger Federica Mascetti voordat u doorgaat met de volgende handelingen. **GEBUIK NOOIT BESCHADIGDE PRODUCTEN.**
- **Controleer vóór gebruik de vervaldatum en datum van het product.**
- Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Dit product mag alleen door volwassenen worden gebruikt.

Conformiteitsverklaring

De conformiteitsverklaring gemaakt in overeenstemming met de wetgeving op het Europese grondgebied is ook inbegrepen bij de verkoop van dit pro kanaal.

OPMERKING: VOORDAT U HET PRODUCT IN WELKE VORM DAN OOK GEBUIKT, CONTROLEER VOOR DE VERKLARING VAN NALEVING; INDIEN HET PRODUCT AAN EEN DERDE WORDT VERKOCHT, MOET ALLE DOCUMENTATIE BIJ DEZE WORDEN GELEVERD.

Productbeschrijving

De naald heeft een scherp uiteinde en zorgt door zijn vorm en grootte voor een stevige grip tijdens gebruik.

Dit product is steriel en wegwerpbaar, en elke naald is afzonderlijk verpakt en in verpakkingen verkocht. Het product is geen speelgoed of een medisch hulpmiddel.

Het product is bedoeld voor gebruik bij esthetische behandelingen door professionele bodypiercers met als doel het maken van piercings.

Technische gegevens

Fysieke kenmerken	
Materiaal:	304NI roestvrij staal
Sterilisatiemethode:	Ethyleenoxide
Verpakking:	• Enkele naald: verpakt in sterilisatie zakje • Doos: Karton
Steriliteit Geldigheid van de intacte verpakking	5 jaar. Bij elk product staat op de papieren verpakking de vervaldatum vermeld waarop het moet worden gebruikt.
Afmetingen (cm)	3" Naalden: 6.5 x 2.5 x 11.5 2" Naalden: 6.5 x 2.5 x 8.5
Gewicht (oz)	3" Naalden: 1.6, 2" 10g: 1.5, 2" 12g: 1.4, 2" 14g: 1.4, 2" 15g: 1.5, 2" 16g: 1, 2" 17g: 1.6, 2" 18g: .9, 2" 19g: 1.6

Resterende risico's

Het productiebedrijf heeft een diepgaande risicoanalyse uitgevoerd op het betreffende product. Uit deze analyse kwamen risico's naar voren die vanwege hun aard niet kunnen worden geëlimineerd. In de volgende handleiding worden de aanbevelingen voor het vermijden ervan benadrukt. Daarom moet iedereen die het product moet gebruiken en onderhouden, vooraf de handleiding lezen.

- Bewaar deze handleiding zorgvuldig, want dit is noodzakelijk voor een correct en veilig gebruik van het product.
- Controleer altijd de staat van de verpakking en de houdbaarheidsdatum voordat u een product gebruikt.
- Als de structuur van het product vervormingen vertoont als gevolg van een accidentele impact waardoor het gevaarlijk en/of onbruikbaar zou kunnen zijn, vervang dan het product.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionele bodypiercers voor het maken van piercings.
- Eventuele productupdates worden gepubliceerd via de volgende link: www.stilettoesupply.com

Behoud

Controleer voordat u het product opbergt de staat van de verpakking om er zeker van te zijn dat er geen sporen van stoten of schaafwonden zijn, en dat er geen sporen zijn van vuil, roest, schimmel enz. die mogelijk zijn veroorzaakt door onjuist transport of opslag. Indien dit het geval is, dient u het productiebedrijf hiervan op de hoogte te stellen.

- Bewaar het product in een droge omgeving op kamertemperatuur, uit de buurt van hitte en zonlicht.
- Het product moet in de originele verpakking blijven.

Behandeling en uitpakken

Haal de naald voorzichtig uit het zakje om uzelf niet te verwonden of het product te beschadigen; Voer de verpakking af volgens de plaatselijke regelgeving. Het product mag uitsluitend vlak voor gebruik uit de steriele zak worden gehaald.

Gebruik



Het product is alleen bedoeld voor volwassenen die gekwalificeerd zijn als bodypiercers en moet uit de buurt van kinderen en dieren worden gehouden.

Het product is wegwerpbaar. Gebruik het product niet als de verpakking vóór gebruik beschadigd is.

NOOIT gebruiken na de vervaldatum.

Gebruiksprocedure

- Ontsmet uw handen door ze te wassen met water en zeep.
- Draag beschermende handschoenen voordat u het instrument en de verpakking hanteert.
- Om de naald te verwijderen, pakt u de twee niet-afgedichte naden van de korte zijde van de naald vast. Trek de twee flappen in tegengestelde richtingen, zodat de las aan de zijanten ongeveer $\frac{3}{4}$ van de lengte open gaat.
- De naald moet erop worden geplaatst naar jouw steriel veld en mag uitsluitend met schoon materiaal worden gehanteerd of steriele handschoenen.
- Ga verder met de esthetische behandeling.

DE FABRIKANT KAN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ONGEVALLEN OF SCHADE DIE VOORTVLOEIEN UIT HET ONJUISTE GEBRUIK VAN HET PRODUCT INBEGREPEN GEDEELTELIJKE NIET-NALEVENING VAN DE VEILIGHEIDSGEVELS EN INTERVENTIEPROCEDURES BESCHREVEN IN HET DOCUMENT.

Beschikbaarheid

De verpakking en kartonnen doos moeten in gescheiden afval worden weggegooid volgens de geldende regelgeving, zoals aangegeven op het milieulabel.

De naalden moeten worden weggegooid binnen de richtlijnen voor verwijdering van biologische gevaren in uw regio.



Garantie

De garantiebepalingen die integraal in het koopcontract staan vermeld, zijn alleen geldig bij gebruik van het product voor het beoogde doel. De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door ondeskundigheid, zij negeert gebruik van het product, of slechte conservering.

De producten zijn gedekt onder garantie met betrekking tot de volgende voorwaarden:	
1	De garantie geldt voor een periode van 12 of 24 maanden, afhankelijk van het type koper.
2	Het productiebedrijf verplicht zich ertoe om naar eigen goeddunken verkeerd vervaardigde onderdelen te vervangen na zorgvuldige inspectie en verificatie van slechte constructie.
3	Bij onjuist gebruik van de garantie is de koper altijd verantwoordelijk voor de transport- en/of verzendkosten.
4	Alleen de oorspronkelijke koper die de instructies voor normaal gebruik, reiniging en opslag in de handleiding heeft nageleefd, kan van deze garantie profiteren. Onze garantie aansprakelijkheid vervalt wanneer de oorspronkelijke eigenaar afstand doet van het eigendom van het product of wanneer er wijzigingen aan worden aangebracht.
5	De garantie dekt geen schade die voortvloeit uit overmatige stress, zoals het gebruik van het product na het detecteren van een afwijking, het gebruik van ongepaste bedieningsmethoden of het niet opvolgen van de gebruiksinstructies.
6	De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele problemen die zich kunnen voordoen bij wederverkoop of gebruik in het buitenland als gevolg van de bepalingen in het land waar het product werd verkocht.

Indien het noodzakelijk wordt geacht om gebruik te maken van de garantie, verzoeken wij u de volgende gegevens te vermelden:

1	Naam van product
2	Aankoopdatum (moet documentatie bevatten voor aankoop presentatie)
3	Gedetailleerde beschrijving van het probleem

GEBRUIK: HET NIET VOLDOEN AAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DAT IN DEZE DOCUMENTATIE WORDT BESCHREVEN, RESULTEERT IN HET ONGELDIG MAKEN VAN DE GARANTIEVOORWAARDEN.

