



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Plaatsing Ring

Versie 0 – Laatste versiedatum van de handleiding 04-11-2024

Stiletto-vertegenwoordiger voor EU-naleving

Krzysztof Bogucki
Przemysłowa 64/BOX 2
61-541 Poznań
+48 798-658-580

E-mail: krisuprzebudzenie@gmail.com; Website: www.stilettosupply.com

Als u technische hulp nodig heeft bij het product, neem dan contact op met de fabrikant op de hierboven aangegeven adressen.

Algemene presentatie

Zorg ervoor dat u de volledige handleiding heeft gelezen voordat u enige handeling met het betreffende product uitvoert.

Stiletto verklaart dat de informatie in dit document in overeenstemming is met de technische en veiligheidsspecificaties van het product waarop de handleiding betrekking heeft.

In de verpakking van elk product wordt een QR-code meegeleverd die naar deze veiligheidshandleiding leidt.

Stiletto erkent geen documentatie die niet door haarzelf of door haar geautoriseerde vertegenwoordiger is geproduceerd, weergegeven of gedistribueerd. Deze handleiding zal voor onbepaalde tijd online toegankelijk zijn en door iedereen kunnen worden bekeken. Na deze periode is het de plicht en verantwoordelijkheid van degenen die het product beheren om ervoor te zorgen dat zowel het product als de documentatie voldoen aan de wetten die gelden op het moment van de inspectie.

Waarschuwingen

In deze handleiding worden de algemene veiligheidsregels beschreven die in acht moeten worden genomen bij elke handeling die met de plaatsing ring wordt uitgevoerd. De procedures beschreven in de volgende paragrafen moeten worden uitgevoerd met inachtneming van zowel de aangegeven uitvoeringsmethoden als de algemene veiligheidsvoorschriften. Verschillende landen kunnen verschillende voorschriften hebben met betrekking tot veiligheid; in het geval dat de regels van de handleidingen in strijd zijn met de regels van het land waar het product verkocht wordt, zullen de regels van het land voorrang hebben op die van de handleidingen.

- Controleer bij ontvangst de integriteit van het product en de verpakking om er zeker van te zijn dat het in onbeschadigde staat is gebleven. Als u schade of sporen van schokken als gevolg van transport constateert, breng dan Federica Mascetti, een vertegenwoordiger van Stiletto, op de hoogte voordat u doorgaat met de daaropvolgende werkzaamheden. **GEBRUIK NOOIT BESCHADIGDE PRODUCTEN.**
- **Controleer voor gebruik de vervaldatum van het product.**
- Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Dit product mag alleen door volwassenen worden gebruikt.

Conformiteitsverklaring

De conformiteitsverklaring, opgesteld in overeenstemming met de wetgeving op het Europese grondgebied, is ook bij de verkoop van dit product inbegrepen.

OPMERKING: VOORDAT U HET PRODUCT IN WELKE VORM DAN OOK GEBRUIKT, CONTROLEER DE VERKLARING VAN NALEVING; INDIEN HET PRODUCT AAN EEN DERDE WORDT VERKOCHT, MOET ALLE DOCUMENTATIE BIJ DEZE WORDEN GELEVERD.

Productbeschrijving

Niet-gesteriliseerde plastic wegwerp ringen voor het simuleren van het plaatsen van de piercing. Elke ring is individueel verpakt en wordt verkocht in verpakkingen van 50 verschillende maten. Het product is speelgoed of medisch hulpmiddel. Kunststof ringen voor het simuleren van de positionering van de piercing. Niet-gesteriliseerd wegwerpproduct. De ringen zijn verpakt in zakjes van elk 50 stuks in verschillende maten.

Het product is bedoeld voor gebruik bij esthetische behandelingen door professionele bodypiercers met als doel het maken van piercings.

Technische gegevens

Fysieke kenmerken	
Materiaal:	PC-110 Plastic
Sterilisatiemethode:	Geen
Verpakking:	• Meerdere ringen: Kraftpapier-pakket • Doos: Karton
Steriliteit Geldigheid van de intacte verpakking	N.v.t
Afmetingen (cm)	6.5 x 2.5 x 8.5
Gewicht (oz)	16g: .5, 18g: 1

Resterende risico's

Het productiebedrijf heeft een diepgaande risicoanalyse uitgevoerd op het betreffende product. Uit deze analyse kwamen risico's naar voren die vanwege hun aard niet kunnen worden geëlimineerd. In de volgende handleiding worden de aanbevelingen voor het vermijden ervan benadrukt. Daarom moet iedereen die het product moet gebruiken en onderhouden, vooraf de handleiding lezen.

- Bewaar deze handleiding zorgvuldig, want dit is noodzakelijk voor een correct en veilig gebruik van het product.
- Controleer altijd de staat van de verpakking en de houdbaarheidsdatum voordat u een product gebruikt.
- Als de structuur van het product vervormingen vertoont als gevolg van een accidentele impact waardoor het gevaarlijk en/of onbruikbaar zou kunnen zijn, vervang dan het product.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionele bodypiercers voor het maken van piercings.
- Eventuele productupdates worden via de volgende link gepubliceerd: www.stilettosupply.com

Behoud

Controleer voordat u het product opbergt de staat van de verpakking, in het bijzonder of er geen sporen van stoten, schaafwonden en/of sporen van vuil, roest, schimmel enz. zijn die veroorzaakt kunnen zijn door verkeerd transport en/of opslag. Indien dit het geval is, dient u het productiebedrijf hiervan op de hoogte te stellen.

- Bewaar het product in een droge omgeving op kamertemperatuur, uit de buurt van hitte en zonlicht.
- Het product moet in de originele verpakking blijven.

Behandeling en uitpakken

Haal de ringen voorzichtig uit het zakje, zodat u zich niet verwondt of het product beschadigt; Voer de verpakking af volgens de plaatselijke regelgeving. Het product mag uitsluitend vlak voor gebruik uit het zakje worden gehaald.

Gebruik



Het product is alleen bedoeld voor volwassenen die gekwalificeerd zijn als bodypiercers en moet uit de buurt van kinderen en dieren worden gehouden.

Het product is wegwerpbaar. Gebruik het product niet als de verpakking vóór gebruik beschadigd is.

NOOIT gebruiken na de vervaldatum.

Gebruiksprocedure

- Ontsmet uw handen door ze overvloedig te wassen met water en zeep.
- Draag beschermende handschoenen voordat u het instrument en de verpakking hanteert.
- Kies de juiste maat plaatsingsronde.
- Pak de plaatsing ring vast met de opening aan de bovenkant.
- Open de spleet voldoende om deze op de huid te plaatsen die zal worden doorboord.
- Pas de plaatsingsronde aan op de juiste plaatsing.
- Plaats met een steriele marker een stip op de plek waar de plaatsingsronde de huid raakt.
- Verwijder de plaatsingsronde en vervang deze door de juiste houder.

DE FABRIKANT KAN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ONGEVALLEN OF SCHADE DIE VOORTVLOEIEN UIT HET ONJUISTE GEBRUIK VAN HET PRODUCT, INCLUSIEF HET GEDEELTELIJK NIET IN ACHT NEMEN VAN DE VEILIGHEIDSREGELS EN INTERVENTIEPROCEDURES BESCHREVEN IN HET DOCUMENT.

Beschikbaarheid

De verpakking en de kartonnen doos moeten worden afgevoerd als gescheiden afval volgens de geldende regelgeving zoals vermeld op het milieulabel.

Het product moet worden weggegooid volgens de richtlijnen voor verwijdering van biologische gevaren in uw regio.



Garantie

De volledig in het koopcontract genoemde garantiebepalingen zijn alleen geldig als het product voor het beoogde doel wordt gebruikt. De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door incompetentie, nalatig gebruik van het product of slechte conservering.

GEBRUIK: NIET-naleving ervan MODUS HET GEBRUIK VAN HET IN DEZE DOCUMENTATIE BESCHREVEN PRODUCT RESULTEERT IN HET ONGELDIG MAKEN VAN DE GARANTIEVOORWAARDEN

De producten vallen onder de garantie onder de volgende voorwaarden:	
1	<i>De garantie geldt voor een periode van 12 of 24 maanden, afhankelijk van het type koper.</i>
2	<i>Het productiebedrijf verbindt zich ertoe om naar eigen goeddunken verkeerd vervaardigde onderdelen te vervangen na zorgvuldige inspectie en verificatie van slechte constructie.</i>
3	<i>Bij onjuist gebruik van de garantie is de koper altijd verantwoordelijk voor de transport- en/of verzendkosten.</i>
4	<i>Alleen de oorspronkelijke koper die de instructies voor normaal gebruik, reiniging en opslag in de handleiding heeft nageleefd, kan van deze garantie profiteren. Onze garantie aansprakelijkheid vervalt wanneer de oorspronkelijke eigenaar afstand doet van het eigendom van het product of wanneer er wijzigingen aan worden aangebracht.</i>
5	<i>De garantie dekt geen schade die voortvloeit uit overmatige stress, zoals het gebruik van het product na het detecteren van een afwijking, het gebruik van ongepaste bedieningsmethoden of het niet opvolgen van de gebruiksinstructies.</i>
6	<i>De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele problemen die zich kunnen voordoen bij wederverkoop of gebruik in het buitenland als gevolg van de bepalingen in het land waar het product werd verkocht.</i>

Indien het noodzakelijk wordt geacht om gebruik te maken van de garantie, verzoeken wij u de volgende gegevens te vermelden:

1	<i>Naam van product</i>
2	<i>Aankoopdatum (moet documentatie bevatten voor aankoop presentatie)</i>
3	<i>Gedetailleerde beschrijving van het probleem</i>

GEBRUIK: HET NIET VOLDOEN AAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DAT IN DEZE DOCUMENTATIE WORDT BESCHREVEN, RESULTEERT IN HET ONGELDIG MAKEN VAN DE GARANTIEVOORWAARDEN.

