



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Tapery

Informacje o wersji: Wersja - 0; Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2024

**Przedstawiciel Stiletto ds. zgodności z przepisami UE**

**Krzysztof Bogucki**

**Przemysłowa 64/BOX 2**

**61-541 Poznań**

**+48 789-658-580**

E-mail: [krisuprzebudzenie@gmail.com](mailto:krisuprzebudzenie@gmail.com); Website: [www.stilettosupply.com](http://www.stilettosupply.com)

W przypadku potrzeby uzyskania pomocy technicznej dotyczącej produktu, skontaktuj się z producentem pod podanymi wyżej adresami.

### Informacje ogólne

**Przed wykonaniem jakiegokolwiek operacji z użyciem tego produktu, upewnij się, że przeczytałeś całą instrukcję.**

Stiletto oświadcza, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z technicznymi i bezpieczeństwa specyfikacjami produktu, którego dotyczy instrukcja.

Kod QR prowadzący do tej instrukcji bezpieczeństwa zostanie załączony do opakowania każdego produktu.

Stiletto nie uznaje dokumentacji, która nie została wyprodukowana, wydana lub rozpowszechniona przez siebie lub swojego autoryzowanego przedstawiciela. Niniejsza instrukcja będzie dostępna online przez nieokreślony czas i może być przeglądana przez każdego. Po upływie tego czasu obowiązkiem i odpowiedzialnością osób zarządzających produktem będzie zapewnienie zgodności zarówno produktu, jak i dokumentacji z obowiązującymi przepisami w momencie kontroli.

### Ostrzeżenie

Niniejsza instrukcja opisuje ogólne zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas wykonywania operacji z użyciem Igieł Stiletto. Procedury opisane w kolejnych paragrafach muszą być przeprowadzane zgodnie z podanymi metodami oraz ogólnymi przepisami bezpieczeństwa. W różnych krajach mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa; w przypadku konfliktu zasad instrukcji z przepisami obowiązującymi w kraju sprzedaży produktu, nadrzędność mają przepisy krajowe.

- Po otrzymaniu produktu sprawdź jego integralność oraz stan opakowania, aby upewnić się, że pozostał w stanie sterylnym. W przypadku wykrycia uszkodzeń lub śladów uderzeń wynikających z transportu, skontaktuj się z przedstawicielem Stiletto, Maciejem Boguckim, zanim przejdziesz do kolejnych operacji. **NIGDY NIE UŻYWAJ USZKODZONYCH PRODUKTÓW.**
- Przed użyciem sprawdź datę ważności produktu.
- Przechowuj z dala od dzieci i zwierząt. Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych.

### Deklaracja

### zgodności

Deklaracja zgodności sporządzona zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium europejskim jest dołączona do sprzedaży tego produktu.

**UWAGA: PRZED UŻYCIEM PRODUKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE SPRAWDŹ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI; W przypadku sprzedaży produktu osobie trzeciej cała dokumentacja musi zostać dostarczona wraz z nim.**

### Opis produktu

Taper - stalowy stożek przeznaczony do zakładania biżuterii, posiadający tępy koniec u góry oraz zaokrąglony tył do mocowania biżuterii z gwintem wewnętrznym czy bezgwintowej. Produkt jest wstępnie sterylizowany, jednorazowego użytku, dostępny w różnych kształtach i rozmiarach. Piny stożkowe są indywidualnie pakowane i sprzedawane w zestawach zawierających kilka sztuk. Produkt nie jest zabawką ani urządzeniem medycznym.

**Produkt przeznaczony jest do zabiegów estetycznych wykonywanych przez profesjonalnych piercerów w celu wykonania piercingu.**

## Dane techniczne

| Charakterystyka fizyczna                              |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                                             | Stal 304S pokryta medycznym olejem silikonowym                                                                          |
| Metoda sterylizacji:                                  | Tlenek etylenu                                                                                                          |
| Opakowanie:                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Pojedynczy pin: Opakowanie z papieru kraftowego</li><li>Karton: Tektura</li></ul> |
| Okres ważności sterylności nienaruszonego opakowania: | 5 lat. Na każdym produkcie podana jest data ważności, do której należy go użyć.                                         |
| Wymiary (cm):                                         | 6.5 x 2.5 x 8.5                                                                                                         |
| Waga (oz):                                            | ½ Długość: 1.1, 18g: 1.6, 16g: 2.3, 14g: 1.7, 12g: 2.3                                                                  |

## Resztkowe ryzyko

Producent przeprowadził szczegółową analizę ryzyka dla omawianego produktu. W wyniku tej analizy ujawniono ryzyka, których nie można wyeliminować z powodu ich charakteru, a zalecenia dotyczące ich unikania zostały podkreślone w niniejszej instrukcji. W związku z tym każda osoba korzystająca i obsługująca produkt musi zapoznać się z instrukcją przed użyciem.

- Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, ponieważ jest ona niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu.
- Zawsze sprawdzaj stan opakowania oraz datę ważności przed użyciem produktu.
- Jeśli struktura produktu uległa deformacji na skutek przypadkowego uderzenia, co może wskazywać na jego niebezpieczność i/lub nieprzydatność, wymień produkt.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalnych piercerów do wykonywania piercingów.
- Aktualizacje produktu publikowane są pod następującym adresem: [www.stilettosupply.com](http://www.stilettosupply.com).

## Przechowywanie

Przed przechowywaniem produktu sprawdź stan opakowania, w szczególności czy nie ma śladów uderzeń, otarć i/lub zabrudzeń, rdzy, pleśni itp., które mogły zostać spowodowane nieprawidłowym transportem i/lub przechowywaniem. W przypadku wykrycia takich uszkodzeń powiadom producenta.

- Przechowuj produkt w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej, suchym, z dala od ciepła i promieni słonecznych.
- Produkt powinien pozostać w oryginalnym opakowaniu.

## Obsługa i rozpakowywanie

Delikatnie wyjmij taper z opakowania, aby nie zranić się ani nie uszkodzić produktu. Utylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Produkt powinien być wyjęty ze sterylnej opakowania bezpośrednio przed użyciem.

## Użytkowanie



**Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych profesjonalnych piercerów i należy trzymać go z dala od dzieci i zwierząt. Produkt jest jednorazowy. Nie używaj produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone przed użyciem. NIGDY NIE UŻYWAJ PO UPŁYWIE TERMINU WAŻNOŚCI.**

### Procedura użytkowania

- Zdezynfekuj ręce, dokładnie je myjąc mydłem i wodą.
- Założ rękawice ochronne przed obsługą instrumentu i jego opakowania.
- Aby wyjąć taper, chwyć dwie niezaklejone krawędzie krótszego boku pakietu. Pociągnij oba skrzydła w przeciwne strony, aby złącze po bokach otworzyło się na około ¾ długości.
- Ostrożnie chwyć produkt za jego dłuższą część.
- Umieść tylną część stożka w wewnętrznym gwincie biżuterii.
- Przeprowadź zabieg estetyczny.
- Usuń stożek z biżuterii.
- Utylizuj produkt w bezpieczny sposób.

**PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNYM PRZYPADKU ZA WYPADKI LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z NIEODPOWIEDNIEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU, W TYM CZĘŚCIOWEGO NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I PROCEDUR INTERWENCYJNYCH OPISANYCH W DOKUMENCIE.**

## Utylizacja

Opakowanie i kartonowe pudełko należy wyrzucić do odpadów zgodnie z aktualnymi przepisami, określonymi na etykiecie środowiskowej. Igły należy utylizować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi usuwania odpadów biologicznych obowiązującymi w danym regionie.



## Gwarancja

Postanowienia gwarancyjne, zawarte w całości w umowie zakupu, są ważne wyłącznie wtedy, gdy produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niekompetencją, zaniedbaniem lub niewłaściwym przechowywaniem produktu.

**UŻYTKOWANIE: NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR UŻYTKOWANIA PRODUKTU OPISANYCH W TEJ DOKUMENTACJI SKUTKUJE UNIEWAŻNIENIEM WARUNKÓW GWARANCJI.**

| Produkt objęty jest gwarancją na następujących warunkach: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                         | Gwarancja obowiązuje przez okres 12 lub 24 miesięcy, w zależności od typu kupującego.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                         | Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwie wyprodukowanych części według własnego uznania po dokładnej inspekcji i weryfikacji wadliwego wykonania.                                                                                                                                                                                  |
| 3                                                         | Kupujący zawsze ponosi odpowiedzialność za koszty transportu i/lub wysyłki w przypadku niewłaściwego korzystania z gwarancji.                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                                         | Gwarancję może wykorzystać wyłącznie pierwotny nabywca, który stosował się do instrukcji dotyczących normalnego użytkowania, czyszczenia i przechowywania zawartych w instrukcji obsługi. Nasza odpowiedzialność gwarancyjna wygasa, gdy pierwotny właściciel rzeka się własności produktu lub gdy dokonane zostaną zmiany w produkcie. |
| 5                                                         | Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nadmiernego obciążenia, takich jak użycie produktu po wykryciu nieprawidłowości, stosowanie niewłaściwych metod eksploatacji lub nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania.                                                                                                         |
| 6                                                         | Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek trudności związane z odsprzedażą lub użytkowaniem produktu za granicą, wynikające z przepisów obowiązujących w kraju, w którym produkt został sprzedany.                                                                                                                       |

Jeśli konieczne jest skorzystanie z gwarancji, należy podać następujące dane:

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Nazwa produktu                                |
| 2 | Data zakupu (z dokumentacją zakupu do wglądu) |
| 3 | Szczegółowy opis problemu                     |

**NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR UŻYTKOWANIA PRODUKTU OPISANYCH W TEJ DOKUMENTACJI SKUTKUJE UNIEWAŻNIENIEM WARUNKÓW GWARANCJI.**

